

Manual de Utilizador

MATCH 3 tesouras multiusos



Descrição do Produto

Tesouras polivalentes compactas que podem ser usadas para cortar cintos de segurança e roupas. As pegas podem também ser usadas para esmagar janelas. Fabricadas em aço inoxidável com guardas de plástico. As pegas são ambidestras. As tesouras podem ser personalizadas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Material: aço inoxidável e nylon
Dimensões: comprimento: 245 mm
Largura máxima: 105 mm
Espessura: 15 mm
Peso: 390 g

AVISOS GERAIS

- Antes de fazer qualquer uso do dispositivo, os operadores devem ler os avisos no manual em anexo e se tiverem quaisquer dúvidas ou equívocos devem contactar a Spencer Italia S.r.l antes do uso.
- O dispositivo deve ser verificado regularmente e deve tomar atenção para que seja realizada a rotina de limpeza correta.
- Se houver qualquer problema que você considere que poderia comprometer o funcionamento correto ou a utilização segura do dispositivo, este deve ser imediatamente retirado de serviço.
- Não devem ser feitas alterações ou revisões ao dispositivo. As alterações podem comprometer o funcionamento correto do mesmo. Em tal caso, nós rejeitamos a responsabilidade por qualquer dano inesperado para os pacientes ou operadores ou no funcionamento correto do dispositivo em si.
- Assegure-se de que todas as precauções necessárias são tomadas, para evitar os perigos que podem surgir como resultado do contacto com sangue ou fluidos corporais.
- Manuseie cuidadosamente.

Avisos Específicos

- Sempre que utilizar o dispositivo deve usar luvas.
- Verifique se as proteções estão bem ligadas à parte principal das tesouras.
- Verifique periodicamente o fecho correto da porca e do parafuso no centro da tesoura.

UTILIZAÇÃO

Depois de segurar a tesoura usando as alças ergonómicas, corte o objeto desejado. Não corte matérias plásticos rígidos, qualquer tipo de ferro ou ligas de aço ou peças de borracha de mais de 3 mm de espessura.

LIMPEZA

Para a limpeza de rotina, use água e um detergente neutro ou sabão neutro. Para desinfetar o dispositivo, qualquer detergente adaptável ao aço inoxidável e ao plástico pode ser usado. Cada parte da tesoura deve ser bem seca.

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA

Para qualquer informação sobre a correta interpretação das instruções, utilização, manutenção, instalação, devolução, por favor contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente da Spencer no 0039 0521 5411 - Fax 0039 0521 541222 - e-mail: info@spencer.it ou escreva para a Spencer Itália - Strada Cavi, 7 - 43044 Collecchio (Parma) ITÁLIA.

DISPOSIÇÃO

Siga os regulamentos das leis atualmente em vigor.