


BURN B

Bustina gel antiustione



Il gel vegetale assorbe calore e raffredda la zona colpita, qualunque sia la serietà del danno, in modo da fermare la progressione della lesione procurata dal calore

Gel a base d'acqua con diverse caratteristiche fisiche: l'umidità del gel impedisce che la garza si attacchi alla ferita rendendo estremamente facile e indolore la sua rimozione per qualsiasi successiva ispezione o cura della stessa

Speciale supporto ultrasoffice ed elastico, saturato con gel che evita sfilacciamenti

Il gel applicato al supporto permette di ottenere un raffreddamento o "cooling" molto efficace della superficie ustionata e garantisce:

- diminuzione della profondità dell'ustione
- diminuzione dell'edema
- diminuzione del dolore

La confezione sterile offre il vantaggio di una protezione efficace contro le infezioni e come medicazione.

La compressa Burn S è un nuovo antiustione all'idrogel vegetale.

In una bustina ermetica è contenuta la quantità (3,5 ml) di gel vegetale antiustione in grado di far fronte alla progressione della lesione procurata dal calore.

DATI TECNICI

Dispositivo medico conforme alla direttiva Europea 93/42/CEE di dispositivi medici, dispositivo di classe IIa

Burn B (BA)

BS04001D

