

PORTA VENT 170

Sistema zainabile di rianimazione



Realizzato e strutturato per contenere il ventilatore polmonare, la bombola di ossigeno da 2 L e tutto il necessario per il management della ventilazione; il ventilatore è fissato a un'anima in alluminio.

Flessibile: perché ogni cosa abbia un posto e ci sia un posto per ogni cosa.

Modulare: per adattarsi alle Vostre esigenze a seconda della situazione.

Durevole: per resistere in ogni condizione.

Innovativo: poiché dotato di un sistema di fasce per le spalle che può sopportare dieci volte lo sforzo e la pressione dei sistemi di sollevamento più convenzionali disponibili oggi sul mercato.

DATI TECNICI

Struttura in alluminio

Zaino in nylon Oxford 600 D

Dimensioni: 420 x 157 x h432 mm

Peso vuoto: 4,5 kg

Porta Vent 190 vuoto

EV70170A

