

## B-BAG

### Resucitador de doble bolsa



Resucitador de doble bolsa, manual, reusable para ventilación mecánica de pacientes con trauma o con dificultad para respirar.

#### Características específicas

La doble bolsa transmite las variaciones de la presión al operador de forma más eficiente  
 Es posible conectar la bolsa a una fuente de suministro de oxígeno  
 Se requiere poco espacio para ser guardado  
 Esterilizable con vapor

#### Datos técnicos

Materiales	Hule, Silicona, PC, PVC
Volumen de la bolsa	1600 ml
Volumen	2600 ml
Peso del kit	490 g

#### Equipo estándar

BG07002	Bolsa de res. Con válvula para B-Bag adultos
EV50011	EVX 11 –válvula de sobrepresión

#### DM marcado CE de acuerdo a la Dir. 93/42/CEE

B-BAG – DOBLE BOLSA PARA  
 ADULTOS  
**BG07020B**



Número de registro 58903

#### Opcionales

OX20131A	OXX30 tubos de oxígeno anti-aplastamiento 10 unidades
----------	---

Rev.0 (07/04/2017)

COPIA SIN REVISAR – las revisiones futuras estarán disponibles en <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)