

B-BAG

Resucitador de doble bolsa



Resucitador de doble bolsa, manual, reusable para ventilación mecánica de pacientes con trauma o con dificultad para respirar.

Características específicas

- La doble bolsa transmite las variaciones de la presión al operador de forma más eficiente
- Es posible conectar la bolsa a una fuente de suministro de oxígeno
- Se requiere poco espacio para ser guardado

Datos técnicos

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Materiales | Hule, Silicona, PC, PE |
| Volumen de la bolsa | 280 ml |
| Válvula de sobrepresión | 40 cmH ₂ O |
| Peso del kit | 200 g |

Equipo estándar

| | |
|---------|---|
| EV50007 | EVX 07 – válvula de sobrepresión desechable |
|---------|---|

DM marcado CE de acuerdo a la Dir. 93/42/CEE

B-BAG RESUCITADOR MANUAL
NEONATAL
BG07021B



Número de registro 58904

Opcionales

| | |
|----------|--|
| OX20131A | OXX30 tubos de oxígeno anti-aplastamiento 10 unidades |
|----------|--|

Rev.1 (07/04/2017)

COPIA SIN REVISAR – las revisiones futuras estarán disponibles en <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it