

## B-Life

### Pallone rianimatore riutilizzabile



Pallone rianimatore riutilizzabile, autoespansibile adulto per la ventilazione meccanica di pazienti in stato traumatizzato e con difficoltà respiratorie.

#### Caratteristiche specifiche

Il materiale di costruzione e la finitura superficiale garantiscono ottima aderenza per le mani dell'operatore  
 Destinazione d'uso ADULT e REUSABLE marcata sul dispositivo per limitare i rischi di applicazioni non corrette  
 Standard di connessione ISO 15/22 mm  
 Possibilità di collegamento a fonti di erogazione di ossigeno.  
 Bassi ingombri di stoccaggio  
 Latex Free

#### Dati tecnici

Materiali	Silicone, PVC medicale, PC
Volume pallone	1600 ml
Volume erogabile per singola compressione	770 ml con 1 mano 900 ml con 2 mani
60 cmH <sub>2</sub> O	
Ritmo massimo di riespansione	45 bpm

#### Accessori opzionali

OX20131A	OXX30 tubo antischiacciamento 10pz
BG02001A	Laxan borsa trasparente per resuscitatori manuali
BG03091A	Sacca Reservoir
EV50011C	EVX 11 Valvola sovrappressione e non-rebreathing
RM20405A	B-LIFE maschera facciale Mis. 5

DM di classe IIa in accordo alla Dir. 93/42/CEE

CORPO B-LIFE ADULTO C/  
 VALV.RESERV.INTEGRATA  
**BG03027A**



Identificativo registrazione 216104

Rev.0 (16/05/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. a socio unico Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)