

B-LIFE

Pallone rianimatore adulto in silicone con valvola sovrappressione e R-valve integrata



I nuovi palloni B-life sono realizzati in silicone e polisulfonato, materiali che garantiscono una durata eccezionale. La nuova forma del pallone autoespansibile garantisce inoltre grandi performance di flessibilità.

Lo spazio morto della valvola è di soli 7 ml.

Diametri del raccordo ISO 15/22 mm.

E' presente:

- valvola paziente trasparente con connessione girevole, innesto a incastro per evitare deconnessioni accidentali, caratterizzata da un minimo spazio morto
- valvola non rebreathing con limitatore di pressione facilmente disinseribile
- R-Valve: valvola reservoir /afflusso aria integrata

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
E-mail: info@spencer.it Web: http://www.spencer.it

Questa scheda è stata generata automaticamente dal sistema in data 10/12/2009 10:09:12 ed è aggiornata all'ultimo lotto di produzione.
Per verificare la correttezza delle informazioni qui riportate e aggiornate al , contattare l'ufficio qualità di Spencer Italia: quality@spencer.it.

Dettagli tecnici

Vol. nominale pallone	1600 ml
Vol. nominale reservoir	2600 ml
Vol. max per ciclo	900
Ritmo max riespansione	45 BpM
Spazio morto valvola	7 ml

Pallone autoespansibile	Silicone
Valvola non rebreathing	Policarbonato
Valvole a membrana	Silicone
Valvola di aspirazione	Policarbonato
Valv. di sovrappressione	Policarbonato
Connettore girevole	si

Latex free

BG03020A

B-LIFE adulto