

B-Life

Pallone rianimatore riutilizzabile



Pallone rianimatore riutilizzabile, autoespansibile pediatrico per la ventilazione meccanica di pazienti in stato traumatizzato e con difficoltà respiratorie.

Caratteristiche specifiche

Il materiale di costruzione e la finitura superficiale garantiscono ottima aderenza per le mani dell'operatore
 Destinazione d'uso CHILD e REUSABLE marcata sul dispositivo per limitare i rischi di applicazioni non corrette
 Standard di connessione ISO 15/22 mm
 Possibilità di collegamento a fonti di erogazione di ossigeno.
 Bassi ingombri di stoccaggio
 Autoclavabile
 Latex free

Dotazione di serie

EV50007C EVX 07 – Valvola sovrapp. e non-rebreathing

Accessori opzionali

BG03091A	Reservoir
RM20403B	B-LIFE – Masch. Facc. mis.3
OX20131A	OXX30 tubo antischiacciamento 10pz
BG02001A	Laxan borsa trasparente per resuscitatori manuali

Dati tecnici

Materiali	Silicone, PC
Volume pallone	500 ml
Volume reservoir	2500 ml
Volume erogabile per singola compressione	300 ml con 1 mano 350 ml con 2 mani
Valvola sovrapp.	40 cmH ₂ O
Massima concentrazione ossigeno ^(con reservoir)	98%
Ritmo massimo di riespansione	100 bpm

DM marcato CE in accordo alla Dir. 93/42/CEE

B-LIFE - PALLONE
 SILIC.PEDIATR.C/VALV.SOVR.R-
 VALVE



BG03023A

Identificativo registrazione

21723

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it