

## B-Life

### Resucitador manual reutilizable



Resucitador manual reutilizable, autoexpansible adulto para la ventilación mecánica de paciente en estado de trauma y con dificultades respiratorias.

#### Características específicas

El material de construcción y el acabado superficial garantizan el ajuste perfecto para las manos del operador  
Destinación de uso ADULT y REUSABLE marcada en el dispositivo para limitar el riesgo de una mala aplicación  
Estándar de conexión ISO 15/22 mm  
Posibilidad de conexión a las fuentes de suministro de oxígeno.  
Bajos estorbos de almacenamiento  
Latex Free

#### Accesorios de serie

BG03091A	Bolsa reservorio
OX20130A	Tubo antiplastamiento para oxigenoterapia
EV50011C	EVX 11 Válvula limitadora de presión y no-rebreathing
RM20405A	B-LIFE mascarilla Med. 5

#### Accesorios opcionales

OX20131A	OXX30 tubo antiplastamiento 10 unds
BG02001A	Laxan bolsa transparente para resucitadores manuales

#### Datos técnicos

Materiales	Silicona, PVC medical, PC
Volúmen resucitador	1600 ml
Volúmen reservorio	2500 ml
Volúmen erogable para cada compresión	770 ml con 1 mano 900 ml con 2 manos
Calibrado Válvula limitadora de presión	60 cmH <sub>2</sub> O
Máxima concentración de oxígeno obtenible	95%
Ritmo máximo de reexpansión	45 bpm
Peso total	510 ±10 g

DM marcado CE de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

B-LIFE SILIC AD.C/VALV.LIMITAD.  
PRES./MAS.MED.5/RES./VALV.  
RESERV.

**BG03042A**



Rev.0 (20/02/2017)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)