

## B-Life

### Resucitador manual neonatal



Resucitador manual reutilizable, autoexpansible neonatal para la ventiliación mecánica de paciente en estado de trauma y con dificultades respiratorias.

#### Características específicas

El material de construcción y el acabado superficial garantizan el ajuste perfecto para las manos del operador  
Destinación de uso CHILD y REUSABLE marcada en el dispositivo para limitar el riesgo de una mala aplicación  
Estándar de conexión ISO 15/22 mm  
Posibilidad de conexión a las fuentes de suministro de oxígeno.  
Bajos estorbos de almacenamiento

#### Datos técnicos

Materiales	Silicona, PVC medical, goma, PC
Volúmen resucitador	280 ml
Volúmen reservorio	600 ml
Calibrado Válvula limitadora de presión	40 cmH <sub>2</sub> O
Máxima concentración de oxígeno obtenible (con reservoir)	95%
Ritmo máximo de reexpansión	95 bpm
Peso total	310±30 g

#### Accesorios de serie

BG03092A	Bolsa reservorio
EV50007C	EVX 07 – Válvula limitadora de presión y no-rebreathing ped/neon
RM20504A	ECO B-LIFE – Mascarilla facial med.0
RM20503A	ECO B-LIFE – Mascarilla facial med.1
RM20502A	ECO B-LIFE – Mascarilla facial med.2
OX20130A	Tubo antiplastamiento para oxigenoterapia

DM marcado CE de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

B-LIFE RESUCITADOR DE SILICONA  
NEONATAL C/ RESERV, VÁLVULA  
CON LIMITADOR DE PRESIÓN,  
MASC. B-LIFE MED. 0/1/2 TUBO  
OXÍGENO  
**BG03044A**



#### Accesorios opcionales

OX20131A	OXX30 tubo antiplastamiento 10 unds
BG02001A	Laxan bolsa transparente para resucitadores manuales

Rev.0 (20/02/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)