

## B-Life

### Resucitador manual neonatal



Resucitador manual reusable para ventilación mecánica de pacientes con trauma o con dificultad para respirar.

#### Características específicas

El material del cual está hecho, y el acabado de la superficie, aumenta el agarre para las manos del operador.

El uso pretendido es para NIÑOS, y es REUSABLE. El dispositivo está marcado para limitar el riesgo de una aplicación incorrecta.

Conexión estándar ISO 15/22 mm

Es posible conectar la bolsa a una fuente de suministro de oxígeno

Se requiere poco espacio para ser guardado

Libre de látex

#### Datos técnicos

Materiales	Silicona, Grado medico PVC, hule, PC
Volumen de la bolsa	280 ml
Volumen	600 ml
Válvula de sobrepresión	40 cmH <sub>2</sub> O
Concentración máxima de oxígeno <sup>(con tanque)</sup>	95%
Ritmo máximo de re-expansión	95 bpm
Peso total	280±30 g

#### Equipo estándar

BG03092A	Reservorio
EV50007C	EVX 07 – Válvula de sobrepresión y que puede volver a ser respirada
RM20504A	ECO B-LIFE – Máscara 0
RM20503A	ECO B-LIFE – Máscara 1
RM20502A	ECO B-LIFE – Máscara 2

DM marcado CE de acuerdo a la Dir. 93/42/CEE

B-LIFE RESUCITADOR SILICONA  
COMPLETO

**BG03051A**



Número de registro

34023

#### Opcionales

OX20131A	OXX30 tubos de oxígeno anti-aplastamiento 10 unidades
BG02001A	Bolsa transparente Laxan para el resucitador manual

Rev.0 (20/06/2016)

COPIA SIN REVISAR – las revisiones futuras estarán disponibles en <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)