

## PRO B-Life

### Pallone rianimatore in PVC



Pallone rianimatore autoespansibile adulto monouso per la ventilazione meccanica di pazienti in stato traumatizzato e con difficoltà respiratorie.

#### Caratteristiche specifiche

Standard di connessione ISO 15/22 mm  
 Possibilità di collegamento a fonti di erogazione di ossigeno.  
 Pallone e reservoir monouso  
 Bassi ingombri di stoccaggio  
 Latex Free

#### Dati tecnici

Materiali	PVC, PC
Volume pallone	1600 ml
Volume reservoir	2500 ml
Taratura Valvola sovrappressione	60 cmH <sub>2</sub> O
Massima concentrazione di ossigeno ottenibile	95%
Ritmo massimo di riespansione	45 bpm

#### Accessori di serie

BG03091A	Sacca Reservoir
EV50009C	EVX 09 Valvola sovrappressione e non-rebreathing
RM20405A	B-Life maschera in silicone mis.5
OX20130A	OXX 30 - TUBO ANTISCHIACCIAM.

DM marcato CE in accordo alla Dir. 93/42/CEE

PRO B-LIFE  
 AD.C/R.VALVE/VAL.SOVR./M  
 ASC.5/TUBO ANT.



**BG02048A**

Identificativo registrazione 22983

Rev.0 (20/04/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. a socio unico Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)