

CO B-Life

Reanimador de PVC



Reanimador descartável completo para a ventilação mecânica de pacientes traumatizados ou com dificuldades respiratórias.

Características Específicas

O material de construção eo acabamento superficial aumentam a aderência às mãos do operador
 Uso previsto PEDIATRICO marcado no dispositivo para limitar o risco de aplicações incorretas
 Padrão de conexão ISO 15/22 mm
 Precisa de pouco espaço para o armazenamento
 Sem latex

Equipamento incluído

BG03091A	Saco reservatório
EV50008C	EVX08 Válvula de sobrepressão/não re- inspiração
RM10890A	Cuffed mask tam.1
RM10891A	Cuffed mask tam. 2
OX20130A	OXX30 Tubo de oxigênio anti-esmagamento
EV50110K	Filtro reanimação descartável

Acessórios opcionais

OX20131A	OXX30 10 unidades de tubos de oxigênio anti esmagamento
BG02001A	Saco transparente Laxan transparent para reanimadores manuales

Dados técnicos

Materiais	PVC de grau médico, PC
Volume do reanimador	500 ml
Volume do saco reservatorio	2500 ml
Válvula de regulação de pressão	40 cmH ₂ O
Concentração máxima de oxigênio	95%
Comprimento do tubo	2 m
Máx. Re expansão ritmo	100 bpm

DM marcado CE de acordo com a Dir. 93/42/CEE

CO B-LIFE - REANIM. COM SACO
 RESERVATORIO, VÁLVULA REG.
 PRESSÃO, VÁLVULA DE
 RESERVATORIO, FILTRO, TUBO
 OXIG., MÁSCARAS



BG08012A

Rev.0 (20/02/2016)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it