


## MARK PRO

### Zaino professionale di soccorso



Zaino professionale caratterizzato da estrema versatilità grazie alla disposizione delle parti interne, alla protezione offerta al contenuto e alla duplice modalità di trasporto.

#### Caratteristiche specifiche

- Dotato di due maniglie per consentirne il trasporto anche come se fosse una borsa. Le maniglie sono nella parte alta e in quella laterale
- 1 tasca esterna con chiusura a zip nella parte bassa e 1 frontale con accesso laterale
- 2 tasche esterne con chiusura a zip per radio portatile o cellulare
- 3 Tasche trasparenti con chiusura a zip ricavate sul lato interno del vano principale dello zaino
- Divisore interno dotato di due grosse tasche con chiusura a zip di cui una trasparente
- 2 tasche trasparenti con chiusura a zip sul lato interno della patta anteriori
- Schienale rinforzato con profili in alluminio
- Imbottitura del vano principale per offrire maggior protezione al contenuto
- Base dello zaino in PVC per limitare l'accumulo di sporco e agevolare la pulizia
- Spallacci imbottiti e regolabili in altezza, con cintura toracica e addominale con fibbia a sgancio rapido per una miglior distribuzione dei pesi che gravano sull'operatore
- Schienale con imbottiture nelle zone di maggior appoggio rivestite con tessuto traspirante
- Inseri rifrangenti per aumentare la visibilità

#### Dati tecnici

Dimensioni	360x520x300±10 mm
Peso solo zaino	3,13 ± 0,03 kg
Peso totale	4,85 ± 0,03 kg
Volume zaino	38 ± 1 l
Portata	30 kg
Materiali	Nylon, PE, PVC

MARK PRO - ZAINO PROF. GIALLO/NERO  
CB00450A

Rev.0 (01/03/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)