

MASKA

Maschere facciali per anestesia



Le maschere facciali Maska sono ideali per l'uso con tutti i tipi di rianimatori manuali e automatici o in anestesia. La struttura è modellata anatomicamente ed ergonomicamente per garantire una perfetta tenuta sul volto del paziente e una presa ottimale per l'operatore.

Le maschere Maska sono antistatiche e hanno un cuscino gonfiabile per garantire il collabimento al volto del paziente.

Le maschere sono realizzate in gomma e sono fornite con un anello in acciaio inox per fissaggio nucale.

Contengono lattice.

TECHNICAL DATA

Corpo maschera	Gomma
Nucale	Acciaio
Confezione	Non sterile
Sia durante il funzionamento sia durante lo stoccaggio	da -20 a +60 °C
Umidità relativa	da 5 a 85%

Maska mis. 3	RM20603B
Maska mis. 4	RM20604B
Maska mis. 5	RM20605B

