

# MASKA

## Kit 6 maschere per anestesia



Maschere facciali utilizzabili per la ventilazione artificiale, anestesia e durante le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

### Caratteristiche specifiche

Conchiglia e cuscino in unico corpo per impedire la fuoriuscita di gas.

Cuscino gonfiabile per ottenere la massima aderenza in base alla conformazione del volto

Anello in acciaio per fissaggio nucale

Maschere confezionate singolarmente in busta trasparente. Imballo kit busta trasparente

Monouso con tempo di vita 5 anni riferito allo stoccaggio

Sterilizzabili in autoclave a 134°C - 20 min

Sterilizzabile con ETO

### Dati tecnici

Maschere incluse		
Mis.0-RM20600A-1pz	Dimensioni	70x77x58± 2mm
	Peso	67g
Mis.1-RM20601A-1pz	Dimensioni	80x90x58± 2mm
	Peso	74g
Mis.2-RM20602A-1pz	Dimensioni	75x100x63± 2mm
	Peso	88g
Mis.3-RM20603A-1pz	Dimensioni	80x110x75±2mm
	Peso	102g
Mis.4-RM20604A-1pz	Dimensioni	87x118x73±2 mm
	Peso	102g
Mis.5-RM20605A-1pz	Dimensioni	80x120x85±2mm
	Peso	108g
Materiale	Gomma	

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

MASKA - KIT MASCH. FACC.  
GOMMA ANESTESIA 6 MISURE  
RM20610



Classificazione CND

R03010199

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)