

## ALERT KRONE

### Valigia di rianimazione



Valigia rigida per l'alloggiamento e il trasporto dei dispositivi generalmente impiegati nelle procedure di rianimazione.

#### Caratteristiche specifiche

- Struttura in metallo estremamente resistente
- Ampia maniglia per un facile trasporto
- Piedi di appoggio in metallo
- Angoli paraspigoli arrotondati in acciaio cromato
- Sistema di chiusura rapido con serratura
- Apertura a 180° per massimizzare l'accesso al contenuto
- Divisori interni mobili
- Il separatore trasparente permette una migliore visualizzazione del contenuto e di mantenerlo più ordinato
- 2 cinghie con chiusura strap per il fissaggio di una bombola (max 1 L)
- 3 anelli per il fissaggio delle cinghie in dotazione, consentono di trasportarla come zaino.

#### Dati tecnici

Dimensioni esterne	525x165x375 ± 5 mm
Dimensioni interne	495x150x355 ± 5 mm
Materiali	Al, Acciaio, PE
Peso	5,7 ± 0,1 kg

ALERT KRONE - VALIGIA  
ALLUMINIO VUOTA  
**CB06001A**

Rev.0 (22/10/2015)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)