

OX VALVE RESERVOIRE

Valvola aspirazione ossigeno
e serbatoio



La necessità di ventilare un paziente al 100% con ossigeno e di avere un risparmio dell'ossigeno stesso viene risolta con l'utilizzo della valvola di aspirazione ossigeno e del relativo serbatoio. Questo sistema è indispensabile durante la ventilazione in ambiente inquinato.

La valvola è realizzata in policarbonato nella versione autoclavabile e in PVC nella versione monouso. Il serbatoio o reservoir è realizzato in PVC.

Diametri del raccordo ISO 15/22 mm.

DATI TECNICI

Volume reservoir	2600 ml
Valvola reservoir	Policarbonato
Reservoir	PVC
Latex free	

BG03094A

OX VALVE/RESEVOIR
ADULTO/PED. AUTOCL. PER B-LIFE

CE 0123