


B-BAK PIN

Tablero espinal con perno



Un tablero espinal B-bak especial muy apreciado por los equipos de primeros auxilios, que combina las características técnicas que lo han convertido en famoso con un sistema de fijación de las correas integrado en el tablero. En las asas laterales se han incorporado pernos radio-compatibles que permiten efectuar ágilmente las operaciones de enganche-desenganche rápido para la fijación segura de los cinturones de inmovilización de la víctima con terminales a mosquetón.

TECNICAS

Dimensioni	1840x405x45 mm
Materiale	HDPE
Peso	6,5 kg ±0,2
Manijas	14
Colore	Amarillo
capacidad de carga	180 kg

ST02061B

B-BAK PIN
TABLERO ESPINAL
AMARILLO CON PERNO



COPIA NO CONTROLADA – futuras revisiones serán disponibles al enlace <http://support.spencer.it/en/pdf>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it

Rev.0 (23/09/2014)

Para verificar la corrección de las informaciones aquí indicadas y puestas al día, contactar el despacho comercial de Spencer Italia: info@spencer.it