


B-BAK PIN

Tavola spinale completa di pin



Una B-bak speciale, apprezzata dalle squadre di soccorso, che coniuga alle caratteristiche tecniche per cui è diventata famosa un sistema integrato per la solidarizzazione delle cinture alla tavola.

Nelle manopole laterali sono incorporati elementi, che consentono di effettuare agilmente le operazioni di aggancio-sgancio per l'ancoraggio rapido e sicuro delle cinture di immobilizzazione della vittima con terminale a moschettoni.

ACCESSORI OPZIONALI

Sistema di personalizzazione

ST02106 MARK-UP

Sistema cinture di fissaggio per pin

ST02015 PIN STRAPS

DATI TECNICI

Materiale	HDPE
Dimensioni:	405 x 45 x h1840 mm
Peso:	6,2 kg
Portata:	180 kg
Numero maniglie	14
Colore	Giallo
Radiotrasparente	Si
Temperatura di utilizzo	da -10 a +50 °C
Temperatura di stoccaggio	da -20 a +60
Umidità relativa	da 0 a 100%

B-bak Pin gialla ST02061B

