


## B-BAK PIN

Prancha rígida



Uma B-bak especial muito apreciada pelas equipas de resgate, que combina as características técnicas para que ela se tornou famosa com um sistema integrado para a solidificação dos cintos a prancha.

Nas pegas laterais são incorporados elementos, que permitem fáceis operações de prender e desprender para uma ancoragem rápida e segura dos cintos do paciente com gancho de terminal com linguetas de mola

### ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Sistema de personalização ST02106 MARK-UP

Sistema de cintos de imobilização para pin ST02015 PIN STRAPS

### DADOS TÉCNICOS

Material	HDPE
Dimensões	405 x 45 x h1840 mm
Peso	6,2 kg
Capacidade:	180 kg
Número pegas	14
Cor	Amarelo
Temperatura de utilização desde	-10 até +50 °C
Temperatura de armazenamento	desde-20 até +60
Umidade relativa	desde 0 até 100%

B-bak Pin amarela ST02061B



CÓPIA NÃO CONTROLADA revisões sucessivas estarão disponível no link <http://support.spencer.it/pt/pdf>