


B-BAK PIN MAX

Plan dur



Le plan dur B-bak Pin Max a créé un nouveau niveau technologique de référence pour l'industrie, qui réduit la possibilité de contamination pendant le transport du patient.

Moulé en polyéthylène à haute densité complètement recyclable, en une seule coque sans solution de continuité, cette technique lui confère des caractéristiques exclusives:

- rigidité
- légèreté
- résistance aux chocs et à la corrosion
- imperméabilité totale
- non absorbance
- immunité aux infiltrations
- facilité de nettoyage (eau et savon suffisent)
- radio-compatibilité totale (le patient peut être enlevé du plan dur même après les examens RX ou TAC)

Le B-Bak Pin Max est le plan dur le plus léger et moins épais de la gamme Spencer. De plus cette version possède une capacité de portage testée à 454 Kg.

Accessoires

Système de marquage MARK-UP Réf ST02106

Système de sangles araignée avec mousquetons PIN STRAPS Réf ST02015

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	1840 mm
Largeur	405 mm
Épaisseur	45 mm
Matériau	Polyéthylène
Poids	6,5 kg ±0,2
Couleur	Jaune
Capacité de portage	454 kg
Nombre de poignées	14
Nombre de points d'attache mousquetons	8

ST02067B

B-BAK PIN MAX JAUNE



COPIE NON CONTRÔLÉE - des révisions ultérieures seront disponibles au lien <http://support.spencer.it/en/pdf>