


**B-BAK PIN MAX**

Tavola spinale maxi portata completa di pin



Una B-bak speciale, apprezzata dalle squadre di soccorso, che coniuga alle caratteristiche tecniche per cui è diventata famosa un sistema integrato per la solidarizzazione delle cinture alla tavola.

Nei passanti laterali sono incorporati elementi radiocompatibili, che consentono di effettuare agilmente le operazioni di aggancio-sgancio per l'ancoraggio rapido e sicuro delle cinture di immobilizzazione della vittima con terminale a moschettone.

**ACCESSORI OPZIONALI**

Sistema di personalizzazione ST02106 MARK-UP

Sistema cinture di fissaggio per pin ST02015 PIN STRAPS

**DATI TECNICI**

Lunghezza	1840 mm
Larghezza	405 mm
Spessore	45 mm
Maniglie	14
Pin ancoraggio	4
Portata	454 kg (1000 lb)
Radiotrasparente	Si
Peso	6 kg
Colore	Giallo
Materiale	Polietilene
Sistema di personalizzazione	ST02106 MARK-UP
Sistema cinture di fissaggio per pin	ST02015 PIN STRAPS
Temperatura di utilizzo	da -10 a +50 °C
Temperatura di stoccaggio	da -20 a +60
Umidità relativa	da 0 a 100%

ST02067B

B-BAK PIN MAX GIALLA

