

EVA

Zaino di soccorso



EVA è opera di un artista di nome Spencer, che ha tra le sue tematiche fondamentali il prezzo. Non un prezzo qualunque, ma il più conveniente. La sua opera è riprodotta e venduta da centinaia di rivenditori in tutto il mondo. Per questo non è cara.

Realizzato in polietilene espanso e Lycra, compatto e atraumatico, può essere utilizzato sia come zaino che come borsa.

La tecnologia usata consente forme semplici, dettagli molto accurati e l'utilizzo di materiali che conferiscono al prodotto una qualità di alto livello:

- bassissimo stress
- elasticità senza deformazione permanente, anche se sottoposto a sforzi elevati
- memoria elastica che fa tornare il prodotto sempre allo stato iniziale
- ottima resistenza ai raggi UV e agli agenti chimici
- eccellenti caratteristiche elettrostatiche

All'interno sono ricavati spazi per alloggiare con sicurezza accessori e strumenti medicali. Nato per contenere resuscitatori manuali e maschere, viene impiegato anche per i kit di medicazione e primo soccorso.

DATI TECNICI

Dimensioni: 300 x 200 x h375 mm

Peso vuoto: 900 g

Volume: 12 L

CB00209	KIT EVA COMPLETO DI 3 PAL.ECO B-LIFE_ GUEDEL_APRIB.
BG06010	ECO B-LIFE GOMMA AD. VALV.SOVRAPRES. MASCH. MIS.5
BG01026	CORPO ECO B-LIFE ADULTO C/VALV.INF. x COLL.VAL.RES.
CCI5000	ISTRUZIONI PALLONI B-LIFE/ECO/PRO/CO
CCI5003	GARANZIA SPENCER 1 COLORE
ETC4003	ETIC.ADES.BIANCA 60x60mm 1 PISTA (in un rot.2000)
EV50009	EVX 09 MONOUSO AD.VALV.NON REBREAT. 60cmH2O
IMA5062	SCATOLA PALLONI ADULTO
RM20500	ECO B-LIFE MIS.5 MASCHERA IN GOMMA
BG06020	ECO B-LIFE GOMMA PED.VALVOLA SOVRAPR. MASC.MIS.3
BG06005	ECO B-LIFE GOMMA PEDIA.CON VALVOLA SOVRAPRESSIONE
BG01027	CORPO ECO B-LIFE PEDIAT.C/VALV.INF. x COLL.VAL.RES.
CCI5000	ISTRUZIONI PALLONI B-LIFE/ECO/PRO/CO
CCI5003	GARANZIA SPENCER 1 COLORE
ETC4003	ETIC.ADES.BIANCA 60x60mm 1 PISTA (in un rot.2000)
EV50008	EVX 08 MONOUSO PED./NEON.VALV. NON REBREAT.40cmH2O
IMA5063	SCATOLA PALLONI PEDIATRICI E NEONATALI
CCI5003	GARANZIA SPENCER 1 COLORE
ETC4003	ETIC.ADES.BIANCA 60x60mm 1 PISTA (in un rot.2000)
RM20510	ECO B-LIFE MIS.3 MASCHERA IN GOMMA
BG06030	ECO B-LIFE GOMMA NEON.VALVOLA SOVR.MASC. MIS.0/1/2
BG01028	CORPO ECO B-LIFE NEONAT.C/VALV.INF. x COLL.VAL.RES.
CCI5000	ISTRUZIONI PALLONI B-LIFE/ECO/PRO/CO
CCI5001	ISTRUZ.MASCH.B-LIFE/ECO B-LIFE/ CUFFED MASK
ETC4003	ETIC.ADES.BIANCA 60x60mm 1 PISTA (in un rot.2000)
EV50008	EVX 08 MONOUSO PED./NEON.VALV. NON REBREAT.40cmH2O
IMA5063	SCATOLA PALLONI PEDIATRICI E NEONATALI
RM20502	ECO B-LIFE MIS.2 MASCHERA IN GOMMA
RM20503	ECO B-LIFE MIS.1 MASCHERA IN GOMMA
RM20504	ECO B-LIFE MIS.0 MASCHERA IN GOMMA
CCI5003	GARANZIA SPENCER 1 COLORE
ETC4003	ETIC.ADES.BIANCA 60x60mm 1 PISTA (in un rot.2000)
IMA5019	SCAT.P AVANA cm.42x30x16h INC. ALA S. TRIPLO
RM10300	GUEDEL NON STERILE mm.50 MONOUSO
RM10302	GUEDEL NON STERILE mm.70 MONOUSO
RM10304	GUEDEL NON STERILE mm.90 MONOUSO
RM30700	APRIBOCCA ELICOIDALE MOUNDER
SLB3033	EVA - ZAINETTO BLU SCURO MULTIUSO CON LOGO SPENCER

EVA blu kit rianimazione Eco B-life

CB00209A