

EVA

Zaino di soccorso



EVA è opera di un artista di nome Spencer, che ha tra le sue tematiche fondamentali il prezzo. Non un prezzo qualunque, ma il più conveniente. La sua opera è riprodotta e venduta da centinaia di rivenditori in tutto il mondo. Per questo non è cara.

Realizzato in polietilene espanso e Lycra, compatto e atraumatico, può essere utilizzato sia come zaino che come borsa.

La tecnologia usata consente forme semplici, dettagli molto accurati e l'utilizzo di materiali che conferiscono al prodotto una qualità di alto livello:

- bassissimo stress
- elasticità senza deformazione permanente, anche se sottoposto a sforzi elevati
- memoria elastica che fa tornare il prodotto sempre allo stato iniziale
- ottima resistenza ai raggi UV e agli agenti chimici
- eccellenti caratteristiche elettrostatiche

All'interno sono ricavati spazi per alloggiare con sicurezza accessori e strumenti medicali. Nato per contenere resuscitatori manuali e maschere, viene impiegato anche per i kit di medicazione e primo soccorso.

DATI TECNICI

Dimensioni	300 x 200 x h375 mm
Peso vuoto	900 g
Volume	12 L
Materiale	EVA

CB00230A

EVA - ZAINETTO
DI SOCCORSO ROSSO
C/LOGO SPENCER

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it/en/pdf>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it

Rev.0 (14/01/2014)

Per verificare la correttezza delle informazioni qui riportate e aggiornate, contattare l'ufficio commerciale di Spencer Italia: info@spencer.it