

QMX 125

Pompe à double effet



Pompe réalisée en aluminium spécialement conçue pour l'utilisation avec matelas et attelles à dépression.

Caractéristiques spécifiques

La chambre en aluminium rend le dispositif robuste et léger

La base à étrier permet d'utiliser la pompe avec des grosses chaussures et bottes

Données techniques

Dimensions	500x140x80 mm
Longueur tube	100 ± 5 cm
Matériaux	Al, PVC, Acier
Poids	1,2 ± 0,1 kg

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

QMX 125 – POMPE A DEPRESSION

EN ALUMINUM

QM22125A

Rev.1 (09/08/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it