

ALTO TF

Camilla con sistema hidráulico



Completamente nueva para el transporte y movimiento intra-hospitalario, la nueva Alto ha sido creada por Spencer para enfrentar el aumento de peticiones del mercado sobre camillas con alturas automáticas, hasta a un metro del plano paciente Y la inexistencia del esfuerzo físico del operador. Simple en la estructura pero con una relación calidad/precio equilibrada. El sistema inteligente para el levantamiento del paciente a un metro es el fruto de un proyecto avanzado que establece nuevos estándares entre las camillas X-frame en cuanto a la inexistencia de esfuerzo físico y agilidad. El sistema verifica continuamente la estabilidad, adaptándose con las exigencias de la altura: la repartición "flexible" de los dos ejes permite a las ruedas realizar la máxima tracción y aprovechar totalmente el empuje. Por eso la camilla presenta una estabilidad y una dinámica de marcha siempre óptima. Con un gran confort y ergonomía, esta camilla permite reducir la fatiga, aumentar la seguridad y mejorar los servicios del operador. La duración está garantizada gracias a una estructura de acero inoxidable soldada, con aplicaciones de aluminio y policarbonato. Su acabado pulido y la accesibilidad a todas sus partes permiten un mantenimiento eficaz y una limpieza. Optimizando la posición de los mandos y el baricentro de la camilla fácil, se obtienen un control y un dominio absolutos. No se trata sólo de una sensación: la Alto posee una notable capacidad de giro y un mínimo balanceo lateral, a pesar de de la tendencia natural de apoyarse lateralmente, previsible en un camilla con elevación relativamente alta del plano del paciente. Este comportamiento se obtiene de la combinación de la graduación de los resortes, del recorrido y del paso, de la mezcla específica de las ruedas con una deriva muy reducida y del sistema Twist variable un función de las condiciones de conducción.

La camilla Alto incluye dos cinturones modelo STX 702.

Detalles Técnicos

Longitud	1980 mm
Ancho	640 mm (max 710)
Altura máx plano	1060 mm
Altura mín plano	650 mm
Peso	72 kg
Longitud máx	250 kg
Longitud barandillas	630 mm
Altura barandillas	200 mm
Ruedas Ø200 giratorias	SI (4)
Plano de apoyo	HDPE
Almohadilla Regulable	Si
Chasis	Acero Inox
Barandillas reclinables	Alluminio e nylon
Soporte portasuero	Acciaio Inox
Porta balón tanker	Polietileno (2 litri)
Porta balón múltiple	Polietileno (5,7,10 litri)

BO02041C

ALTO TF

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
E-mail: info@spencer.it Web: <http://www.spencer.it>

Questa scheda è stata generata automaticamente dal sistema in data 15/10/2010 8:09:12 ed è aggiornata all'ultimo lotto di produzione.
Per verificare la correttezza delle informazioni qui riportate e aggiornate al , contattare l'ufficio qualità di Spencer Italia: quality@spencer.it.

