

## Spencer 420

Chaise portoir 2 roues



La chaise portoir SPENCER 420 est un dispositif médical réalisé et conçu pour permettre de transporter les patients en position assise. Ce modèle, grâce à ses dimensions plutôt compactes, permet d'intervenir en milieux d'accès difficile et d'être ainsi rangé facilement à l'intérieur des véhicules de secours. Cette chaise portoir se caractérise par son poids extrêmement contenu et pour sa simplicité d'utilisation, notamment pour l'ouverture et fermeture aisées.

La chaise est livrée avec un jeu de sangles patient avec boucle plastique.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Aluminium/Acier inoxydable
Hauteur dépliée	900 mm
Hauteur pliée	900 mm
Largeur	490 mm
Épaisseur	180 mm
Longueur	590 mm
Longueur avec poignées dépliées	1180 mm
Poids	10,5 kg
Capacité de portage	150 kg
2 roues arrières	125x32 mm
Accoudoirs	Non
Ceintures	2 pièces
Sacoche porte ceintures	Oui
Châssis soudé	Oui
Toile assise/dossier	Oui

ST10420	Spencer 420 Chaise portoir 2 roues
---------	---------------------------------------



COPIE NON CONTRÔLÉE - des révisions ultérieures seront disponibles au lien <http://support.spencer.it/en/pdf>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222  
www.spencer.it

Rev.0 (17/07/2014)

Pour vérifier l'exactitude des informations ci décrites et mises à jour, contacter le service commercial de Spencer Italia: info@spencer.it