

Spencer 420

Sedia portantina a due ruote



Spencer 420 è una sedia portantina per l'evacuazione e il trasporto del paziente dal luogo dell'intervento fino al mezzo di soccorso o ad altro dispositivo destinato al trasporto in ambulanza.

Caratteristiche specifiche

Telo in PVC facilmente igienizzabile
 2 Maniglie posteriori ripiegabili per diminuire gli ingombri e rendere più agevole il sollevamento
 Manici anteriori estraibili per facilitare la movimentazione
 Pieghevole per ridurre gli ingombri
 Struttura robusta e leggera

Accessori di serie

ST00423A Coppia cinture sedia 420/425 arancio

Accessori opzionali

ST36451B F 400 sistema di fiss. completo 20g per sedie

Dati tecnici

Lungh. aperta c/manici chiusi	660 ± 10 mm
Lungh. Aperta c/manici aperti	1150 ± 10 mm
Larghezza	510 ± 10 mm
Altezza aperta	900 ± 10 mm
Spessore ripiegata	210 ± 10 mm
Ruote posteriori	ø125 mm
Materiali	Acciaio/Al/PU/PVC
Peso	10,5 kg ± 0,3
Portata	180 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

SEDIA PORT.MOD.420 SILVER 2
 RUOTE+TELI PVC ARANCIO

ST10420A

Classificazione CND V9099

Identificativo registrazione 93511



Rev.1 (19/01/2015)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it