

**QMX 01**

Cuscino termosaldato



L'esigenza di prevenzione e controllo sulle contaminazioni in ambienti sanitari ci ha sollecitati a realizzare un cuscino imbottito con espanso, realizzato con due fogli di PVC saldato ad alta frequenza per ridurre i rischi di infezioni crociate. Essenziale nella forma, ma assolutamente impermeabile, garantisce un utilizzo sicuro.

**DATI TECNICI**

Dimensioni	450 x 45 x h410 mm
Peso	420 g
Materiale	PVC

QMX 01 QM50001A

