

**PARAMEDIC**

Borsa di soccorso



Paramedic è una linea di borse per il professionista, l'infermiere, il soccorritore che esige praticità, robustezza e massima organizzazione del lavoro senza rinunciare a un design distintivo e caratterizzante.

Un'attenta ricerca sui materiali e sull'organizzazione interna degli spazi, oltre che dettagli tecnici e soluzioni estetiche all'avanguardia, le rendono delle valide e insostituibili compagne di lavoro.

**DATI TECNICI**

Dimensioni	365 x 110 x h245 mm
Materiale	Oxford 600 D
Peso Paramedic R	1,3 kg
Volume	10 L
Pro B-life pallone adulto	Si
Maschera Air Cuffed Mask mis. 3	Si
Guedel mis. 1	Si
Guedel mis. 2	Si
Guedel mis. 3	Si
Guedel mis. 4	Si
Collin tiralingua	Si
Apribocca elicoidale	Si
Universal forbici bottonute	Si
Laccio emostatico tubolare in lattice	Si
Colore	Arancio/nero

Paramedic R completa rianimazione CB07001A