

ENERGY

BOLSA TÉRMICA PARA CALENTAR INFUSIONES VENOSAS



El uso de la Energy, como sistema activo de calentamiento, está indicado para la prevención y tratamiento de la hipotermia. Ligera y funcional, con colores y transparencias. Energy es una bolsa envolvente, caracterizada por una refinada combinación de acabados y un uso inteligente de la tecnología. Sirve como contenedor térmico ideal para los servicios de urgencias, pero puede ser utilizada en los hospitales de campaña y en la montaña. Sus dimensiones permiten utilizarla colgada del porta-suero de la camilla o en la ambulancia, incluso en el interior de otros contenedores de mayor capacidad. El espacio principal, aislado térmicamente, está calentado por resistencias eléctricas, puede contener bolsas o frascos de infusión venosa. Gracias al empleo de materiales aislantes, la temperatura se mantiene incluso después de la desconexión eléctrica. Para poder asegurar un calentamiento eficaz, la bolsa está preparada para ser conectada al E-tube. Incluye un cable de alimentación.

Detalles técnicos

Conexión eléctrica	12 Vcc
Dimensiones	250x140x330 mm
Peso	1 kg
Potencia absorbida	45W
Fusible	5A
Clase de aislamiento	II
Protección IP	IP3X

IF03030A

SACO
CALENTADOR
ENERGY