

Energy + E-tube

Sac chauffant pour perfusions + tube isolant

Le contrôle automatique de la température et les deux systèmes de backup, empêchent que la température soit trop haute. Si nécessaire, le système interviendra en désactivant automatiquement la résistance

Système permettant de placer votre propre logo ou l'étiquette pour identifier le type de perfusion

Bandoulière/poignée réglable

Poche réalisée en Spentex® 500 D anti-accroc, anti-transpirant et lavable

Sacca esterna per il contenimento di accessori per infusione o altro materiale

Nervure flexible pour garantir à E-tube de se plier de façon naturelle

Fenêtre transparente qui permet de contrôler le débit



Energy

Energy est un système actif chauffant indiqué pour prévenir et soigner le patient en cas d'hypothermie.

Une union de légèreté, couleur et transparence pour un dispositif très fonctionnel. Energy est un sac aux lignes essentielles caractérisé par une union raffinée de finitions et par son intelligente technologie. Il s'agit d'un sac chauffant idéal pour la médecine d'urgence, mais il peut aussi être utilisé dans les hôpitaux de campagne et pour le secours en montagne.

Compact, vous pouvez facilement l'accrocher aux porte-perfusions des brancards ou des ambulances, mais aussi le placer à l'intérieur d'autres valises ou sacs à dos plus spacieux. Le compartiment principal, isolé thermiquement, se chauffe à l'aide d'une résistance électrique et peut contenir des flacons ou poches à perfusions. Grâce à l'utilisation de matériaux isolants, si l'environnement circostante le permet, la température reste constante même après la coupure de l'alimentation électrique. Pour assurer un réchauffement efficace, l'E-tube peut être relié au dispositif. Équipé de son câble d'alimentation.

E-tube

Accessoire indispensable pour optimiser les perfusions chauffées. Réalisé avec des matériaux isolants. La partie interne garantit le flux de la perfusion.

Informations techniques

ENERGY

Dimensions	250x140xh330 mm
Poids	1 kg
Alimentation	12 Vcc

E-TUBE

Longueur	1,5 m
Largeur	40 mm

Latex free

IF03030A
IF03031A

Energy
E-tube

