

AIR WIV

Exprime-bolsas para infusión



Dispositivo reutilizable para el tratamiento de infusión, que se puede utilizar durante el transporte de un paciente dentro de los entornos sanitarios, tales como hospitales, clínicas y estudios médicos.

Características específicas

- El bolsillo transparente permite ver el contenido de la bolsa de infusión
- Ojales en la parte superior permiten fijar la exprime-bolsas
- La válvula de control y el manómetro integrado permiten la regulación de la presión de infusión.
- El dispositivo puede ser utilizado con bolsas de 500 y 1000 ml

Datos técnicos

Dimensiones	380x170 ± 10mm
Longitud tubo manómetro	250 ± 10mm
Longitud manguera de inflación	490 ± 10mm
Escalas manométricas	0-300 mmHg División cada 2 mmHg
Presión máxima aplicable	250 mmHg
Diámetro manómetro	50 mm
Materiales	Nylon, goma, Al, latón cromado
Peso	280 ± 20g

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

AIR WIV EXPRIME-BOLSAS CON CÁMARA DE AIRE

IF00310B

Clasificación CND



V9099

ID de registro

103767

Rev.2 (27/01/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it