

WARMPAK

Custodia scaldasacca



Realizzato in nylon antistrappo, facilmente lavabile e leggero, può essere impiegato con sacche per infusione da 500 e 1000 cc. All'interno, una sacca a rete consente di posizionare un sacchetto di caldo istantaneo. Può anche essere utilizzato con lo spremisacca Air WIV o WIV. Chiusura in Velcro®.

DATI TECNICI

Dimensioni: 252 x 6 x h370 mm

Peso: 200 g

Warmpak

IF02020A

