


TRACK 6

PORTAFLEBO DA INCASSO



Il portaflebo da incasso descritto nel presente manuale d'uso trova la sua naturale applicazione all'interno di mezzi di soccorso mobile. La funzione che svolge è di sostegno e protezione dei contenitori di sostanze medicinali somministrate al paziente tramite infusione venosa. Questo dispositivo permette una significativa riduzione delle oscillazioni che potrebbero danneggiare i contenitori dei liquidi.

DATI TECNICI

- Facile applicazione
- Realizzato in poliammide
- Il supporto si apre con facilità e si blocca a 10 G
- Essenziale il sistema di fissaggio
- La versione Twin permette il fissaggio di quattro flaconi

Ingombro esterno: 280 x 150 x h35 mm

Ingombro interno: 240 x 110 x h20 mm

Materiale Nylon

Track 6 IF01050B

