

TRACK 9

Portaflebo da incasso in alluminio



Portaflebo da incasso estremamente robusto e di facile installazione.
Permette il fissaggio di flaconi da 250 o 500 cc.

DATI TECNICI

Dimensioni	255x125x32 mm
Lunghezza parte estraibile	170 mm
Peso	880 g
Materiali	Alluminio, acciaio, nylon
Mezzo di Fissaggio flaconi	Fasce con chiusura a strap

IF01054B

TRACK 9 PORTAFLEBO
DA INCASSO
IN ALLUMINIO



COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it/en/pdf>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it

Rev.0 (13/09/2014)

Per verificare la correttezza delle informazioni qui riportate e aggiornate, contattare l'ufficio commerciale di Spencer Italia: info@spencer.it