


TRACK 11

Porta-sueros compacto en aluminio



Dispositivo para soportar y proteger los contenedores de los medicamentos que se suministran al paciente a través infusión venosa. Estos dispositivos permiten una considerable reducción de los movimientos que podrían dañar los contenedores de los líquidos.

Características específicas

Ideal para espacios empotrados y por la fijación al techo.

Estructura robusta y ligera

fijación a 10g de bolsillos

Compacto

Puede soportar los bolsillos 250 o 500cc

Práctico de usar gracias al sistema de acoplamiento rápido y bandas strap

Cumplimiento de normas

EN 1789

Detalles técnicos

| | |
|----------------------|---------------|
| Dimensiones cerrado | 210x110x27 mm |
| Dimensiones abiertas | 50x120x180 mm |
| Materiales | Acciaio, Al |
| Peso | 290 g |

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

TRACK 11 PORTA-SUEROS
COMPACTO EN ALUMINIO

IF01061B

Clasificación CND

ID de registro



V80

805628