


## TRACK 11

Suporte em alumínio garrafas tratamentos endovenosos



Dispositivo para o apoio e a proteção dos recipientes de substâncias medicinais administrados ao paciente por infusão venosa. Permite uma redução significativa das oscilações que podem afectar os recipientes de líquidos.

### Características específicas

Fácil aplicação no teto/partes encaixadas  
Estrutura robusta e leve  
Fixação 10g dos bolsos  
Dimensões reduzidas  
Pode suportar bolsos de 250 ou 500cc  
Prático de usar, graças ao sistema encastrável e aos cintos strap

### Cumpre com

EN 1789

### Dados técnicos

Dimensões fechado	210x110x27 mm
Dimensões aberto	50x120x180 mm
Materiais	Aço, Al
Peso	290 g

DM de classe I de acordo com a Dir. 93/42/CEE

TRACK 11 SUPORTE DE  
SORO EM ALUMÍNIO  
COMPACTO



IF01061B

Classificação CND V80

ID de registro 805628

Rev.1 (01/12/2014)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)