

Burn S

Compresa antiustione



Compresse sterili impregnate da utilizzarsi in prima emergenza per ustioni e scottature. Vengono utilizzate in ambulanza, servizi di emergenza, cliniche mediche e luoghi di lavoro forniti di kit di pronto soccorso per il primo trattamento delle ustioni.

Caratteristiche specifiche

La compresa sterile aiuta a proteggere la ferita da eventuali contaminazioni

Esercita un'azione raffreddante lenitiva

Antiaderente per garantire una rimozione indolore

Atossica

Sempre pronta all'uso

Dati tecnici

Dimensioni	10x10 cm
Composizione gel (min 35g)	90% acqua 1% olio di Melaleuca Tensioattivi ed emulsionanti
Materiale	Schiuma a celle aperte

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

BURN S - COMPRESSA
STERILE ANTIUSTIONE 10X10
cm

BS04011D



Classificazione CND M04040502

Identificativo registrazione 74356

Distribuito da Spencer Italia s.r.l.

Rev.1 (09/03/2015)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it