

# Burn F BS

## Compresa antiustione



Compresse sterili impregnate da utilizzarsi in prima emergenza per ustioni e scottature. Vengono utilizzate in ambulanza, servizi di emergenza, cliniche mediche e luoghi di lavoro forniti di kit di pronto soccorso per il primo trattamento delle ustioni.

### Caratteristiche specifiche

- La compresa sterile aiuta a proteggere la ferita da eventuali contaminazioni, mantenendola umida e pulita
- Raffredda e calma il dolore
- Assorbe e dissipa il calore
- Antiaderente per garantire una rimozione indolore
- Atossica e non irritante
- Sempre pronta all'uso
- Tempo di vita 5 anni dalla data di fabbricazione

### Dati tecnici

Dimensioni	45x20 cm
Gel	270g
Composizione	96% acqua, 4% Melaleuca
Materiale	Schiuma a celle aperte

DM di classe IIb secondo la Dir. 93/42/CEE

BURN F BS - COMPRESSA  
ANTIUSTIONE PER IL VISO  
BS04026D



Classificazione CND	M04040602
Identificativo registrazione	57126

Distribuito da Spencer Italia s.r.l.

Rev.0 (13/02/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)