

RESPONSE

Borsa multiuso di soccorso



Borsa professionale ideale per ordinare il materiale di soccorso e gli accessori, caratterizzato da un accesso veloce al contenuto grazie agli scomparti indipendenti.

Caratteristiche specifiche

Contenitore rigido nella parte inferiore dedicato al fissaggio di una bombola tramite 3 fasce strap e ad alloggiare accessori.

Comparto superiore con accesso dall'alto tramite patta con doppia chiusura a zip

2 fasce elastiche per alloggiare accessori sul lato interno della patta di chiusura

1 fascia elastica e ampia tasca con chiusura strap sul lato inferiore del comparto superiore.

Finestra trasparente sul lato esterno con accesso dall'interno

La tracolla e le maniglie agevolano il trasporto

Fondo rivestito sul lato esterno

Dati tecnici

Dimensioni	480x260x320 ± 10 mm
Volume	23 ± 0,5 l
Lunghezza tracolla	Fino a 100 cm
Peso	1,99 ± 0,1 kg
Materiali	Nylon, PVC, PE

RESPONSE - BORSA MULTIUSO DI
SOCCORSO ROSSA
CB07011A

Rev.0 (02/08/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it