

FIRST RESPONSE

Borsa multiuso di primo soccorso



Response è una borsa pluriuso ideale per il paramedico o il volontario che necessitano di un contenitore robusto per sistemare tutti i presidi per il pronto soccorso. Grazie alla struttura compatta e alla molteplicità di impiego, può essere utilizzata in qualunque occasione. Realizzata in nylon antistrappo Oxford facilmente lavabile. È costituita da una parte rigida sottostante e da una parte morbida. La scocca inferiore è stampata in plastica antiurto ed è dotata di un alloggiamento per bombola. Entrambe le parti sono facilmente accessibili grazie alla chiusura realizzata con cerniere. Una tasca esterna trasparente con accesso dall'interno consente di sistemare la lista del contenuto o la personalizzazione in modo semplice, sicuro e rapido. Response è dotata di maniglie, tracolla regolabile per uso a borsa, completa di moschettoni di sgancio e di anelli in resina acetaleica per l'eventuale fissaggio della borsa con cinture passanti.

Il comparto rigido è caratterizzato nella parte superiore da una grande tasca chiusa con zip, che protegge una serie di passanti elastici per avere tutti i piccoli presidi a portata di mano e riservare la parte superiore agli accessori ingombranti.

DATI TECNICI

Dimensioni	470 x 270 x h280 mm
Volume	35 lt
Peso	2,05 kg
Materiale	Nylon
Scomparto bombola	Si

CB07014A

FIRST RESPONSE BORSA
MULTIUSO 1° SOCCORSO
ROSSA

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it/en/pdf>