

## BURN C

### Coperta antiustione



Questa coperta può essere utilizzata anche come protezione per i soccorritori che entrano od escono da aree in fiamme. Può essere anche utilizzata per estinguere fiamme su una vittima e, se necessario, essere utilizzata come una compressa di grandi dimensioni, fornendo sollievo dal dolore e dando inizio al processo di guarigione mentre la vittima viene trasportata.

#### Caratteristiche specifiche

Coperta sterile  
 La tracolla rende facile il trasporto  
 Adatta per: estinguere le fiamme, come compressa di grosse dimensioni, entrare o uscire da aree in fiamme  
 Nessuna fibra sfilacciata  
 Allevia il dolore  
 Raffredda e fornisce il giusto apporto d'acqua alla pelle  
 Antiaderente e atossica

#### Dati tecnici

Dimensioni	160x120 cm
Idrogel	96% acqua, Melaleuca Alternifolia, emulsifiers
PH Gel	5,5-7
Sterilizzata con	Raggi gamma
Materiale coperta	Lana

#### DM di classe IIb secondo la Dir. 93/42/CEE

BURN C - COPERTA ANTIUSTIONE  
 160X120 cm  
 BS04050



Classificazione CND	M040499
Identificativo registrazione	67349

Distribuito da Spencer Italia S.r.l.

Rev.0 (27/09/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)