

RING CUTTER

Taglia anelli



Dispositivo per il taglio manuale di anelli.

Caratteristiche specifiche

Sterilizzabile

Lama zigrinata per aumentare l'efficacia del taglio

Il manico generoso e il design dell'impugnatura aumentano la stabilità durante il taglio.

Dati tecnici

Lunghezza	165 mm
Diametro lama	20,5 mm
Peso	91 g
Lunghezza manico	100 mm
Materiale struttura	Ottone cromato
Materiale lama	Acciaio
Direzione di taglio	Oraria
Ampiezza zona di taglio	17 mm

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

RING CUTTER - TAGLIA

ANELLI 165 mm

GD02020E



Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it