

LIFE GUARD

Flotador de Socorro profesional



Flotador de socorro para uso como salvavidas para víctimas o rescatador durante las operaciones de rescate acuático.

Características específicas

Su forma hidrodinámica ahusada permite movimientos fáciles en el agua

3 mangos para un agarre fácil y firme

Amplia bandolera para que los rescatadores estean más cómodos

Cuerda flotante y resistente

El color confiere una gran visibilidad

La cómoda y amplia bandolera no interfiere con los movimientos de los socorristas

Detalles técnicos

Dimensiones	655x235x120 ± 5 mm
Longitud de la cuerda	2820 ± 20 mm
Ancho de la bandolera	50 mm
Circunferencia de la bandolera <small>(no es regulable)</small>	69 cm
Materiales	PE, PP
Peso del flotador	1,2 ± 0,1 kg
Peso total	1,36 ± 0,1 kg
Máxima fuerza de flotabilidad	65 N si completamente sumergido

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

LIFE GUARD NARANJA –
FLOTADOR DE SOCORRO
PROFESIONAL



SR10000A

Clasificación CND V9099

Número de registro 1163338

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it