

LIFE GUARD

Bouée de sauvetage professionnelle



Bouée ogive de sauvetage pouvant être utilisée par la victime ou par les secouristes durant les opérations de sauvetage aquatique .

Caractéristiques spécifiques

Forme hydrodynamique pour simplifier la nage
 3 poignées pour améliorer la préhension
 La largeur de la sangle bandoulière/harnais est confortable pour le secouriste
 Corde flottante et résistante
 Couleur de haute visibilité

Données techniques

Dimensions	655x235x120 ± 5 mm
Longueur corde	2820 ± 20 mm
Largeur sangle bandoulière	50 mm
Circonférence bandoulière (non réglable)	69 cm
Matériaux	PE, PP
Poids ogive	1,2 ± 0,1 kg
Poids total	1,36 ± 0,1 kg
Capacité de flottabilité	65 N <small>si complètement immergée</small>

Dispositif medical de classe I selon la ir. 93/42/CEE

LIFE GUARD ORANGE – BOUEE DE SAUVETAGE



SR10000A

Classification CND V9099

Identifiant d'enregistrement 1163338

Rev.2 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it