

TRY 797

Manichino per addestramento individuale



Manichino mezzobusto realizzato per il training delle competenze in ambito RCP.

Caratteristiche specifiche

Sollevamento del torace realistico
Polmoni sostituibili
Resistenza alla compressione di un paziente adulto

Accessori di serie

10 polmoni di ricambio

Dati tecnici

Dimensioni	58x32x20 cm
Materiali	PU, PE
Peso	2,2 kg

TRY 797 - MANICHINO PER
ADDESTRAMENTO
INDIVIDUALE
ST01350C

Distribuito da Spencer Italia s.r.l

Rev.1 (15/03/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it