

## TRY 773

### Maniquí CPR para rescate acuático



Maniquí diseñado para proporcionar una formación eficaz a la maniobra de RCP en condiciones de rescate en el agua.

#### Características específicas

El esqueleto del maniquí se compone de cables de acero revestidos

El cuerpo es articulado y permite el uso en un amplio escenario de rescates en agua

Los agujeros en las extremidades, permiten que el agua entre, aumentando progresivamente el peso del maniquí dándole una posición más que realista en el agua.

El tórax se puede llenar con agua abriendo la válvula puesto encima del hombro

Si está completamente lleno de agua, el maniquí se hundirá hasta alrededor del nivel de la boca

Es posible aplicar lastres adicionales en el pecho del maniquí (no suministrados), con el fin de simular el hundimiento.

Se suministra con 5 mascarillas (boca nariz) y 5 vías respiratorias de reposición

#### Detalles técnicos

Dimensiones	165x60x25 ± 20cm
Materiales	Vinil, PE, Acero
Peso vacío	18 Kg aprox
Peso lleno	48 kg aprox
Lastre necesario para el hundimiento	5 kg aprox

TRY 773 – MANIQUÍ FLOTANTE PARA RESCATE ACUÁTICO  
ST01910C

Distribuido por Spencer Italia srl

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)