

TRY 773

Manichino CPR per soccorso in acqua



Manichino studiato per fornire un efficace addestramento alle manovre CPR in condizioni di soccorso in acqua.

Caratteristiche specifiche

Lo scheletro del manichino è costituito da robusti cavi di acciaio rivestiti

Il corpo è articolato e consente l'utilizzo in un ampio scenario di soccorsi in acqua

I fori presenti negli arti, consentono all'acqua di entrare aumentando progressivamente il peso del manichino facendogli assumere una posizione più realistica in acqua.

Il torace può essere riempito d'acqua aprendo la valvola posta sulla spalla

Se completamente riempito d'acqua, il manichino affonderà approssimativamente fino al livello della bocca

E' possibile applicare zavorre aggiuntive nel petto del manichino (non fornite), al fine di simulare lo sprofondamento.

Fornito con 5 maschere (bocca naso) e 5 vie aeree di ricambio

Dati tecnici

Dimensioni	165x60x25 ± 20cm
Materiali	Vinile, PE, Acciaio
Peso vuoto	18 Kg circa
Peso riempito	48 kg circa
Zavorra necessaria per l'affondamento	5 kg circa

TRY 773 - MANICHINO GALLEG. PER SOCCORSO IN ACQUA
ST01910C

Distribuito da Spencer Italia srl

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it